

MÉTODO DE CANAL DE TORNILLO INCLINADO

RESTAURACIONES PROTÉSICAS MÁS SIMPLES Y APARIENCIA ESTÉTICA



IN QUESTA
DISPENSA

QUANDO E' POSSIBILE

VANTAGGI



ES

ESTO ES LO QUE PUEDES HACER CON NOSOTROS

NEW ANCORVIS ¡piensa en ti!

New Ancorvis es capaz de utilizar el método de canal de tornillo inclinado en todas las **estructuras atornilladas y de encolado de cualquier plataforma de implantes**.

Gracias al uso de un **destornillador exclusivo** y de tornillos protésicos específicos, de hecho, podemos realizar **orificios con una inclinación de hasta 25°**. La posibilidad de gestionar la inclinación del canal del tornillo de 0° a 25° en el diseño y la fabricación de estructuras atornilladas como pilares, barras, coronas y puentes dentales hace **más fácil y flexible el proceso de restauración protésica** por el técnico, lo que permite también la obtención de resultados por el **gran atractivo estético**. Además, este tipo de técnica garantiza al clínico, en presencia de **pequeños espacios verticales, un fácil acceso para apretar el tornillo**.

El método de canal de tornillo inclinado también es posible con tornillos de implante cónicos.