

SCAN ABUTMENT ADVANCED

LA SOLUZIONE CHE CONQUISTA STUDIO E LABORATORIO



IN QUESTA
DISPENSA

CARATTERISTICHE

VANTAGGI

VARIANTI DISPONIBILI

PRODUZIONI IN HOUSE

SERVIZIO
PASSEPARTOUT



ECCO COSA PUOI FARE CON NOI

NEW
ANCORVIS pensa a te!

In **Titanio gr5** e disponibile su oltre **300 connessioni** implantari, ecco la nostra linea di scanbody AQ!

La forma rastremata ottimizza il posizionamento nel cavo orale.

La superficie grigio-opaca consente una scansione agevole sia in campo intra-orale (scanner da Studio) sia in quello extra-orale (scanner da Laboratorio).

In entrambe le condizioni non occorre opacizzare la superficie del localizzatore, a tutto vantaggio dell'accuratezza di acquisizione.

La marchiatura laser laterale consente una facile individuazione della corretta connessione implantare.

Il diametro uscente del canale della vite di serraggio è particolarmente ridotto per garantirti un duplice vantaggio:

- Incremento della superficie disponibile sul piano di scansione;
- Blocco della vite di serraggio all'interno del corpo dello scan abutment.



SCAN ABUTMENT AQ

IL TUO PASSEPARTOUT

La Linea AQ di scan abutment New Ancorvis propone sui diametri ridotti (3 - 3,5) anche la **variante Small** per permettere una agevole gestione di spazi interrossimali ristretti.

Inoltre gli scan abutment AQ possono essere **utilizzati anche per produzioni In Lab**, grazie alle nuove librerie aperte New Ancorvis.

E se lo scan body del vostro clinico non fosse originale New Ancorvis?

Nessun problema! siamo in grado di renderlo comunicante con il nostro mondo e di fornirvi le matematiche giuste per farvi realizzare con noi tutte le vostre strutture.

Grazie ad una sistematica appositamente creata dal ns. staff R&D, **siamo in grado infatti di convertire la maggior parte di localizzatori diffusi sul mercato rendendoli compatibili con il mondo New Ancorvis.**

