

SCAN ABUTMENT ADVANCED

LA SOLUCIÓN QUE CONQUISTA ESTUDIO Y LABORATORIO



EN ESTE
DOSSIER

CARACTERÍSTICAS

VENTAJAS

VARIANTES DISPONIBLES

PRODUCCIONES PROPIAS

SERVICIO PASSEPARTOUT



ESTO ES LO QUE PUEDES HACER CON NOSOTROS

NEW ANCORVIS ¡piensa en ti!

En **Titanio grado 5** y disponible en más de **300 conexiones** de implantes, ¡esta es nuestra línea de scanbody AQ!
La forma cónica optimiza el posicionamiento en la cavidad bucal.

La superficie gris mate permite un escaneado fácil tanto en el campo intraoral (escáner de estudio) como en el extraoral (escáner de laboratorio).

En ambas condiciones, no hay necesidad de opacar la superficie del localizador, lo que beneficia la precisión de adquisición.

El marcado láser lateral permite identificar fácilmente la conexión correcta del implante.

El diámetro de salida del canal del tornillo de sujeción es especialmente pequeño para proporcionarle una doble ventaja:



SCAN ABUTMENT AQ

TU PASSEPARTOUT

- a. Incremento de la superficie disponible sobre la superficie de escaneado;
- b. Bloqueo del tornillo de sujeción en el interior del cuerpo del scan abutment.

La Línea AQ de scan abutment de New Ancorvis propone en los diámetros reducidos (3 - 3,5) también la **variante Small** para facilitar la gestión de espacios interproximales estrechos.

Además los scan abutment AQ pueden **utilizarse para producciones en laboratorio**, gracias a las nuevas librerías abiertas de New Ancorvis.

Y si el escáner del cuerpo de vuestro clínico no fuese original de New Ancorvis?

¡No hay problema! podemos hacer que sea comunicante con nuestro mundo y proporcionar las herramientas adecuadas para que consigas realizar con nosotros todas tus estructuras.

Gracias a un sistema especialmente creado por nuestro personal de I+D, **podemos de hecho convertir la mayoría de los localizadores en el mercado para hacer que sean compatibles con el mundo New Ancorvis.**

